

ZQTY-70ES/ZHTY-70ES台式全温/恒温振荡培养箱



振荡培养箱

专业执着于摇床(振荡培养箱)制造



三维一体



静音风扇



超温报警



断电恢复



人性化设计



紫外线灭菌

技术指标

品名	台式全温振荡培养箱
型号	ZQTY-70ES
空载振荡频率	10-400rpm
振荡频率精度	±1rpm
摇板振幅	Φ26mm
温控范围	4 ~ 60°C (在室温 23°C ~ 25°C)
温度调节精度	±0.1°C
温度均匀度	±1°C (at 37°C)
显示方式	LCD (液晶显示屏)
对流方式	强制对流
控制方式	P. I. D 微电脑智能控制
最大容量 (不锈钢夹具)	250ml×30 或 500ml×20 或 1000ml×12
最大容量 (塑胶夹具)	250ml×30 或 500ml×20 或 1000ml×9
定时范围	0-999.9 小时
摇板尺寸 (长×宽)	518mm×424mm
标准配置	万能夹具 (固定夹具可选)
电源	AC220±10%、50 ~ 60Hz
外型尺寸 (长×宽×高)	860mm×670mm×500mm
重量 (约)	115kg
噪音	低于 55dB
夹具板到顶部距离	252mm

性能概述

- ◆ LCD 大屏幕背光液晶显示, 参数设定、观察清晰直观; 操作界面加密锁定功能, 杜绝重复操作和人为误操作
- ◆ 三维一体的偏三轮驱动, 运转平滑、稳定、耐久、可靠
- ◆ 静音风扇设计和强制对流方式, 确保了良好的恒温效果
- ◆ 具有断电恢复功能, 避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
- ◆ 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- ◆ 中空钢化玻璃门, 方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
- ◆ 流线型外观, 内衬采用镜面不锈钢, 防腐蚀; 外壳采用静电喷塑
- ◆ 精选进口优质压缩机, 无氟环保制冷剂, 噪音低、制冷效果好, 确保设备在低温状态下长时间稳定运行 (仅限 ZQTY-70ES)
- ◆ 配备过滤器磁环, 减少外界和自身对机器稳定性的干扰
- ◆ 人性化设计的开门即停功能, 使用更加安全便捷
- ◆ 具有紫外线灭菌功能

独特性能

- ◆ 独特定时除霜功能, 1~89 分钟可自由设定, 除霜间隔 30~600 分钟可调, 能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰 (仅限 ZQTY-70ES)
- ◆ 专业设计的侧面透气孔, 满足样品对氧气的需求
- ◆ 配备高质伺服电机, 控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- ◆ 夹具为一次成型塑胶夹具, 方便单手取放样品瓶

品名	台式恒温振荡培养箱
型号	ZHTY-70ES
空载振荡频率	10-400rpm
振荡频率精度	±1rpm
摇板振幅	Φ26mm
温控范围	室温 +5 ~ 60°C
温度调节精度	±0.1°C
温度均匀度	±1°C (at 37°C)
显示方式	LCD (液晶显示屏)
对流方式	强制对流
控制方式	P. I. D 微电脑智能控制
最大容量 (不锈钢夹具)	250ml×30 或 500ml×20 或 1000ml×12
最大容量 (塑胶夹具)	250ml×30 或 500ml×20 或 1000ml×9
定时范围	0-999.9 小时
摇板尺寸 (长×宽)	518mm×424mm
标准配置	万能夹具 (固定夹具可选)
电源	AC220±10%、50 ~ 60Hz
外型尺寸 (长×宽×高)	860mm×670mm×500mm
重量 (约)	99kg
噪音	低于 55dB
夹具板到顶部距离	252mm